

## Lista de verificación de conexión del paciente en el hogar



Mi médico me prescribió un monitor cardíaco de Preventice Services, una compañía de Preventice Solutions Company. Preventice me llamará para confirmar mi dirección actual, información de seguros y número(s) de teléfono. Una vez que reciba el monitor, otro representante me llamará para asesorarme con el proceso de configuración. Llamaré a Preventice Services al **888.500.3522** después de recibir el monitor. Es importante que comience a usar el monitor lo antes posible.



Preventice Services puede llamarme o enviarme un mensaje de texto si necesita información adicional. La llamada o el mensaje de texto vendrá de **281.760.0500** o **888.500.3522**. Es importante atender las llamadas o leer los mensajes.



Recibo el monitor y los accesorios en forma de préstamo. Los **DEBO** regresar a Preventice Services cuando se termina el período de monitorización. Soy financieramente responsable por todo el equipo.



Leeré por completo el manual de instrucciones para el paciente Patient Instruction Manual que se incluye con el dispositivo y seguiré las instrucciones de uso.



Presionaré el botón "Record" (registro) o "Event" (evento) **solo** cuando sienta síntomas, como ritmo cardíaco acelerado, mareos o palpitaciones, y seguiré las instrucciones en el manual del paciente para captar la actividad y síntomas. Me comunicaré con mi médico inmediatamente si mis síntomas empeoran.



Mi médico espera que utilice este monitor durante todo el tiempo prescrito, excepto cuando me baño o estoy en el agua. En **NINGÚN** caso expodré el monitor al agua o al vapor.



Utilizaré **solo** baterías y/o el cargador provisto por Preventice Services. Si necesito electrodos adicionales, puedo llamar al **888.500.3522**.



**UPS** es el **único** transportista aprobado para el dispositivo médico. Depositaré el paquete en cualquier **Buzón UPS**, tienda **UPS Store®** o llamaré a Preventice Services para programar que recojan el equipo.